

분몰랄 부피(Partial molar volume) 측정

1조

강민기 name1
name2 name3

Korea University, Sejong
Department of Advanced materials chemistry

물리화학실험 세미나
2023.03.21



Table of Contents

- ① 실험목적
- ② 이론적 배경
- ③ 장치 및 시약
- ④ 실험방법 및 자료 처리
- ⑤ 참고문헌



실험 목적

- 몰랄농도가 다른 NaCl-H₂O 용액들을 제조하고, 이 용액의 부피, 무게 등을 측정한다.
- 실험적 측정값으로부터 이성분계에서 각 성분의 Partial molar volume를 추론하는 방법을 학습한다.
- Partial molar volume의 물리적 의미를 이해한다.



Table of Contents

- ① 실험목적
- ② 이론적 배경
- ③ 장치 및 시약
- ④ 실험방법 및 자료 처리
- ⑤ 참고문헌



이론적 배경

- 분몰랄 부피(partial molar volume)와 겉보기 몰랄 부피(apparent molar volume)의 정의 및 물리적 이해
- 우리가 측정할 수 있는 실험값과 이로부터 분몰랄 부피(partial molar volume)를 추정하는 법



이론적 배경

- 이성분계에서 부피함수, V 는 두 물질의 조성 and 온도, 압력의 함수이다.

$$V(n_1, n_2, P, T)$$

- 해당 실험에선 압력은 대기압, 온도는 항온조를 이용하여 유지하기 때문에 등온, 등압 조건을 만족한다. 즉 constant T, P

$$V(n_1, n_2)$$

- 일성분계, 즉 순수 용매에서 물질의 양에 따른 부피는 다음과 같이 쓸 수 있고

$$dV = \frac{\partial V(n, P, T)}{\partial n} dn \quad ; \quad \frac{dV}{dn} = \bar{V}_m$$

- 이를 molar volume이라고 정의한다.

이론적 배경

- 유사하게 이성분계에서 n_1, n_2 에 따른 부피변화는 다음과 같이 나타낼 수 있다. *total differential

$$dV = \frac{\partial V(n_1, n_2)}{\partial n_1} dn_1 + \frac{\partial V(n_1, n_2)}{\partial n_2} dn_2$$

- 여기서 다음을 partial molar volume로 정의한다.

$$\bar{V}_{1,m} = \frac{\partial V(n_1, n_2)}{\partial n_1}$$

$$\bar{V}_{2,m} = \frac{\partial V(n_1, n_2)}{\partial n_2}$$

- 그럼 식을 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$dV = \bar{V}_{1,m} dn_1 + \bar{V}_{2,m} dn_2$$

Notation

subscript 1,2 : 물질의 종류
subscript m : molar
Bar() : partial

이론적 배경




Fig. 분자간 상호작용이 없는 유체




Fig. 분자간 상호작용이 있는 유체

이론적 배경

- 앞의 식을 다시 가져와서 아래 식의 양쪽을 적분한다.


$$dV = \frac{\partial V(n_1, n_2)}{\partial n_1} dn_1 + \frac{\partial V(n_1, n_2)}{\partial n_2} dn_2$$

- 이때 partial molar volume를 상수로 취급하기 위하여 다음과 같은 제약을 걸어준다.

$$\frac{\partial V(n_1, n_2)}{\partial n_2} = c \frac{\partial V(n_1, n_2)}{\partial n_1}$$

- 이 식의 의미는 용액을 섞어주는 과정에서 조성이 변하지 않는다는 의미이다.

이론적 배경



- 조성이 변하지 않으면 상수이므로

$$\int_0^V dV = \bar{V}_{1,m} \int_0^{n_1} dn_1 + \bar{V}_{2,m} \int_0^{n_2} dn_2$$

- 이고, 식은 다음과 같이 적분된다.

$$V = \bar{V}_{1,m} n_1 + \bar{V}_{2,m} n_2$$

- 부피함수는 상태함수라서 위 식은 항상 성립한다.

이론적 배경

- 여기서 우리가 하고자 하는 바를 상기하면,
- 우리가 하고 있는 것은 실험값으로부터 직접 측정할 수 없는 partial molar volume를 계산하고자 하는 것이다.
- 따라서 $\bar{V}_{1,m}$ 을 우리가 측정 가능한 값들로 표현해야 한다.

Symbols

n_1 : mole of solvent

n_2 : mole of solute

$\bar{V}_{1,m}$: partial molar volume

$\bar{V}_{2,m}$: partial molar volume

$\bar{V}_{1,m}^*$: molar volume of pure solvent

ρ_1^* : density of pure solvent

ϕ_v : apparent molar volume


m : molality of solute

M_1 : molar weight of solvent

M_2 : molar weight of solute

ρ : density of solution

이론적 배경



- 겉보기 몰랄 부피(apparent molar volume)는 다음과 같이 정의한다.

$$\phi_v = \frac{V_{\text{solution}} - V_{\text{solvent}}}{n(\text{moles of solute})} = \frac{V - \bar{V}_{1,m}^* n_1}{n_2} \quad \begin{cases} n_1 : \text{mole of solvent} \\ n_2 : \text{mole of solute} \end{cases}$$

- 이는 용질을 넣어줄 때 바뀌는 몰당 부피변화를 의미한다.

이론적 배경

- 분몰랄 부피(partial molar volume)와 겉보기 몰랄 부피(apparent molar volume)의 정의 및 물리적 이해
- 우리가 측정할 수 있는 실험값과 이로부터 분몰랄 부피(partial molar volume)를 추정하는 법



이론적 배경

- 우리가 실험에서 측정할 수 있는 것과 측정하지 못하는 것을 구분해야 한다.

실험으로 직접 결정이 가능한 값

부피

밀도

$$\frac{\partial V(n)^*}{\partial n}$$

무게

농도

ϕ_v ; 겉보기 몰당 부피

실험으로 측정 불가능한 값

$$\frac{\partial \phi_v}{\partial n_i}$$

$$\frac{\partial V}{\partial n_i}$$

이론적 배경

- 우리의 목적은

$\bar{V}_{1,m}$: partial molar volume

$\bar{V}_{2,m}$: partial molar volume

- **Partial molar volume**을 우리가 측정할 수 있는 실험값, 밀도, 농도, 겉보기 몰랄 부피 등으로 나타내기



이론적 배경

- Apparent molar volume의 정의로부터 시작하며, 적당히 정리하면

$$V = \phi_v n_2 + V_{1,m}^* n_1 \longleftrightarrow \phi_v = \frac{V - \bar{V}_{1,m}^* n_1}{n_2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial n_2} = \frac{\partial(\phi_v n_2 + V_{1,m}^* n_1)}{\partial n_2}$$

$$\bar{V}_{2,m} = \phi_v + n_2 \frac{\partial \phi_v}{\partial n_2}$$

- 다음의 식을 얻는다.



$$\bar{V}_{2,m} = \phi_v + m \frac{\partial \phi_v}{\partial m}$$

$$\frac{n_2}{n_2} = \frac{\frac{n_2}{w(sol)}}{\frac{n_2}{w(sol)}} = \frac{m}{m}$$

이론적 배경

- 이번엔 다음 식으로부터 시작하자.

$$V = \bar{V}_{1,m} n_1 + \bar{V}_{2,m} n_2$$

- 일련의 수식 정리를 통해서

$$\bar{V}_{1,m} = \frac{V - \bar{V}_{2,m} n_2}{n_1} \xleftarrow{\text{대입}} \begin{cases} \bar{V}_{2,m} = \phi_v + n_2 \frac{\partial \phi_v}{\partial n_2} \\ V = \phi_v n_2 + \bar{V}_{1,m}^* n_1 \end{cases}$$

$$\bar{V}_{1,m} = \frac{1}{n_1} \left(\bar{V}_{1,m}^* n_1 + \phi_v n_2 - \phi_v n_2 - n_2^2 \frac{\partial \phi_v}{\partial n_2} \right)$$

$$\bar{V}_{1,m} = \frac{1}{n_1} \left(\bar{V}_{1,m}^* n_1 - n_2^2 \frac{\partial \phi_v}{\partial n_2} \right) \longleftrightarrow \boxed{\bar{V}_{1,m} = \bar{V}_{1,m}^* - \frac{m^2}{55.51_{[\text{mol/kg}]}} \frac{\partial \phi_v}{\partial m}}$$

*물의 몰랄농도 = 55.51[mol/Kg]

이론적 배경

$$\bar{V}_{2,m} = \phi_v + m \frac{\partial \phi_v}{\partial m}$$

$$\bar{V}_{1,m} = \bar{V}_{1,m}^* - \frac{m^2}{55.51_{\{mol/kg\}}} \frac{\partial \phi_v}{\partial m}$$

- 다음 두 식들에 포함된 하나의 텀만 해결하면, 실험값을 대입하여 partial molar volume을 결정할 수 있게 한다.
- 우리가 실험에서 측정해야 할 값 : 몰랄농도(용액 무게), 밀도(용액 부피)

- 해결해야 할 하나의 텀, $\frac{\partial \phi_v}{\partial m}$

cf.)
$$\begin{aligned} \phi_v &= \frac{1}{n_2} \left(\frac{n_1 M_1 + n_2 M_2}{\rho} - \bar{V}_{1,m}^* n_1 \right) \\ &= \frac{1}{n_2} \left(\frac{n_1 M_1 + n_2 M_2}{\rho} - \frac{1000_{[g]}}{\rho_1^*} \right) \end{aligned}$$

Note)
$$\begin{cases} V = (n_1 M_1 + n_2 M_2) / \rho \\ \rho_1^* = M_1 / V_{1,m}^* \end{cases}$$

이론적 배경

$$\frac{\partial \phi_v}{\partial m}$$

- 위에 텀을 구하기 위해서는 다양한 농도에서 apparent molar volume을 측정하고, 이를 통계적으로 처리해야 한다.
- 요약하면, 다양한 농도에서 용액의 무게와 부피를 측정하면 된다.

이론적 배경

$$\frac{\partial \phi_v}{\partial m} \quad \phi_v(m) = s * m^n \quad n \in \mathbb{N}$$

- tangent line(?), slope(?)를 나타내는 것은 확실한데 (...)
- 원함수의 농도 의존성, $\sim m^n$ 을 모르니 어떤 회귀방법이 맞다고 할 수 없다.

Which one is correct?




Fig. Linear Regression




Fig. polynomial Regression

...or a logarithmic regression?

이론적 배경

- 아래 그래프로부터 전해질인 NaCl이 녹아들어간 용액의 apparent molar volume은 적어도 선형함수가 아니란 걸 알 수 있다.




Fig. NaCl(aq)의 몰랄 농도에 따른
몰당 겉보기 부피(25°C)

이론적 배경




FIG. 1. Variation of the apparent molal volume of KCl with the square root of the molality (○ DUNN, 1968*; ◇ KAMINSKY, 1957*; ● WIRTH, 1937; ● International Critical Tables, 1928; ◇ GIBSON, 1935*; △ MILLERO *et al.*, 1977b; ○ SPEDDING *et al.*, 1966; □ MAC INNES and DAYHOFF, 1952*; ● JONES and TALLEY, 1933a*; ● JONES and TALLEY, 1933b*; ▲ LANMAN and MAIR, 1934*; ▽ GEFFCKEN and PRICE, 1934*). The dashed line is the Debye-Hückel limiting law.




FIG. 4. Variation of the apparent molal volume of $MgSO_4$ with the square root of the molality. (○ LO SURDO *et al.*, 1982; △ International Critical Tables, 1928*; ▲ KAMINSKY, 1957*; ■ CHEN *et al.*, 1977; ▽ MILLERO *et al.*, 1977b; ● CHEN *et al.*, 1980). D-H = Debye-Hückel limiting law.




FIG. 2. Variation of the apparent molal volume of Na_2SO_3 with the square root of the molality. (○ International Critical Tables, 1928*; □ FABUSS *et al.*, 1968*; ■ KOROSI and FABUSS, 1968*; △ PEARCE and ECKSTROM, 1937*; ○ ISONO, 1984*; ● CHEN *et al.*, 1977; △ DUNN, 1966*; ■ LO SURDO *et al.*, 1982; ● CHEN *et al.*, 1980; ▽ MILLERO *et al.*, 1977b). D-H = Debye-Hückel limiting law.

강한 전해질들이 물에 녹으면
 ϕ_v versus \sqrt{m} 일 때 선형성을 보이게 된다.

이론적 배경

- 이런 선형성은 Debye-Huckel limiting law로부터 설명될 수 있으나*

$$\phi_v = \phi_v^0 + S_v^* m^{1/2} \quad ; \text{ P. Resonfeld(1931)}$$

derived by extrapolation at zero

Slope ; $k_w^{3/2}$
derived from $\log \gamma_{\pm}$

- 어려워서 생략하겠습니다.
- 하지만 중요한 점은 \sqrt{m} 에 선형적으로 비례한다는 것이다.

ϕ_v versus m : *nonlinear ftn.*

ϕ_v versus \sqrt{m} : *linear ftn.*

이론적 배경

Nonlinear ftn.

$$\bar{V}_{1,m} = \bar{V}_{1,m}^* - \frac{m^2}{55.51_{[mol/kg]}} \frac{\partial \phi_v}{\partial m}$$

Chain rule

$$\frac{\partial \phi_v}{\partial m} = \frac{1}{2\sqrt{m}} \frac{\partial \phi_v}{\partial \sqrt{m}}$$

Linear ftn.

$$\bar{V}_{1,m} = \bar{V}_{1,m}^* - \frac{m^{3/2}}{2 * 55.51_{[mol/kg]}} \frac{\partial \phi_v}{\partial \sqrt{m}}$$

Polynomial Regression

$$\bar{V}_{2,m} = \phi_v + m \frac{\partial \phi_v}{\partial m}$$

$$\frac{\partial \phi_v}{\partial m} = \frac{1}{2\sqrt{m}} \frac{\partial \phi_v}{\partial \sqrt{m}}$$

Linear Regression

$$\bar{V}_{2,m} = \phi_v + \frac{\sqrt{m}}{2} \frac{\partial \phi_v}{\partial \sqrt{m}}$$

Table of Contents

- ① 실험목적
- ② 이론적 배경
- ③ 장치 및 시약
- ④ 실험방법 및 자료 처리
- ⑤ 참고문헌



장치 및 시약

- 항온조 ; 온도유지
- mg-scale 화학저울
- 마개가 달린 25mL 플라스크(or pycnometer)
- 100mL 비커
- 일회용 파스퇴르 피펫
- Kimwipe(or 크리넥 티슈)
- 고순도 염화 나트륨 수용액 (4wt%, 8wt%, 12wt%)



Table of Contents

- ① 실험목적
- ② 이론적 배경
- ③ 장치 및 시약
- ④ 실험방법 및 자료 처리
- ⑤ 참고문헌



실험방법 및 자료 처리

- 1) 깨끗하게 씻겨진 플라스크의 무게를 측정한다. 헛갈리지 않게 플라스크에 각각 번호 표시를 하면 좋다.
- 2) 플라스크의 무게를 측정하기 전에 전자저울의 영점조절버튼을 눌러 영점을 맞춰준다.
- 3) 1번 플라스크의 무게를 측정해 기록한다.
- 4) 다시 영점조절을 한 후, 나머지 2번과 3번 플라스크의 무게도 같은 과정으로 측정해 기록한다.
- 5) 1,2,3번 플라스크에 증류수 25mL를 각각 채워준다. 플라스크에 있는 표시선까지 채워주면 된다.
- 6) 항온기의 온도가 20도가 아니므로 'MODE'버튼을 눌러 20도로 세팅한 후, 작동버튼을 눌러 20도가 될 때까지 기다린다.
- 7) 항온기의 온도가 20도가 되었을 때 항온기의 뚜껑을 열어 증류수를 넣은 세 개의 플라스크를 넣고 뚜껑을 닫아준다.
- 8) 플라스크의 온도가 20도에서 평형이 될 때까지 10분~14분간 기다려준다.

실험방법 및 자료 처리

- 9) 항온기가 돌아가는 동안 NaCl 수용액을 제작한다. (4wt% , 8wt%, 12wt%) 예를 들어 4wt% NaCl 수용액은 비커에 증류수 24g과 NaCl 1g을 넣고 잘 저어주면 된다.
- 10) 시간이 충분히 지난 후에 항온기에서 플라스크들을 꺼내 표면에 묻은 물을 깨끗하게 닦아준다. 그리고 항온기는 더이상 사용하지 않으므로 전원을 꺼준다.
- 11) 처음 빈 플라스크의 무게를 잰 것과 똑같은 과정으로 증류수를 넣은 세 개의 플라스크의 무게를 측정해 기록한다.
- 12) 측정이 끝난 후 플라스크 안에 든 증류수를 모두 빼낸다.
- 13) 빈 플라스크를 잘 털어준 다음, 비커에 만들어 둔 NaCl 수용액 세 가지를 각각 플라스크에 옮긴다. 예를 들어 1번 플라스크에는 4wt% 수용액을, 2번 플라스크에는 8wt% 수용액, 3번 플라스크에는 12wt% 수용액을 넣는다.
- 14) 증류수를 넣은 플라스크의 무게를 잰 것과 똑같은 과정으로 수용액을 넣은 플라스크의 무게를 각각 측정해 기록한다.
- 15) 측정 후 기록한 값들을 실험 이론에서 다룬 공식들에 대입하여 우리가 구하고자 하는 값들을 계산하면 된다.

실험방법 및 자료 처리

- 실험 결과 처리 방법은 다음과 같다.
- 플라스크 속 물의 무게를 계산하고, 물의 밀도가 1g/mL인 점을 이용하여 플라스크의 부피를 구한다.
- 각 NaCl 용액의 무게를 측정하였으므로, 이를 해당 플라스크의 부피로 나누어 각 용액의 밀도를 구한다.
- 아래 ϕ_v 식을 이용하여 각 농도별 ϕ_v 를 구한다. 물의 $\bar{V}_{1,m}^*$ 은 18mL/mol 이다
- 각 농도별 ϕ_v 를 \sqrt{m} 에 대해서 나타내고 선형 회귀를 통해 기울기를 구한다.
- 선형 회귀는 excel이나 wolframalpha 등에서 쉽게 수행할 수 있다.
- 기울기는 $\frac{\partial \phi_v}{\partial \sqrt{m}}$ 에 해당한다.
- 각 값들을 $\bar{V}_{1,m}$, $\bar{V}_{2,m}$ 식에 대입한다.

$$\phi_v = \frac{1}{n_2} \left(\frac{n_1 M_1 + n_2 M_2}{\rho} - \frac{1000_{[g]}}{\rho_1^*} \right)$$

$$\bar{V}_{1,m} = \bar{V}_{1,m}^* - \frac{m^{3/2}}{2 * 55.51_{[mol/kg]}} \frac{d\phi_v}{d\sqrt{m}} \quad \bar{V}_{2,m} = \phi_v + \frac{\sqrt{m}}{2} \frac{d\phi_v}{d\sqrt{m}}$$

실험방법 및 자료 처리

- Linear Regression in WolframAlpha



\sqrt{m}	ϕ_v
$\sqrt{2}$	1
$\sqrt{4}$	3
$\sqrt{8}$	7
$\sqrt{12}$	30
$\sqrt{16}$	73

Code : Linear regression (sqrt(2),1),(sqrt(4),3)(sqrt(8),7)(sqrt(12),30)(sqrt(16),73)

Table of Contents

- ① 실험목적
- ② 이론적 배경
- ③ 장치 및 시약
- ④ 실험방법 및 자료 처리
- ⑤ 참고문헌



참고문헌

- 물리화학실험, 분몰랄부피 참고자료
- Colby college, Partial Molar volume Pchem. Lab manual
- J. Chem. Eng. Data 2015, 60, 7, 2090–2097(supporting information)
- Geochimica et Cosmochimica Acta Volume 53, Issue 6, June 1989, Pages 1177-1188
- American Journal of Science, Vol. 276, February, 1976, P.97-204
- D. P. Shoemaker, C. W. Garland, and J. W. Nibler, "Experiments in Physical Chemistry," 5th ed., pp. 187-194, McGraw-Hill, Singapore (1989).